

Anwendungstipps

Wearing Tips



Gesichtsmaske

Wann ist das Tragen einer Gesichtsmaske sinnvoll:

1. Wenn Sie Kontakt zu jemanden haben, der Symptome einer Atemwegsinfektion zeigt.
2. Wenn Sie in Einrichtungen des Gesundheitswesens arbeiten.
3. Wenn Sie überfüllte und schlecht belüftete Orte besuchen.
4. Wenn Sie Staub wischen und putzen.
5. Wenn Sie landwirtschaftlich tätig sind.
6. Wenn Sie sich in einer Grippezeit befinden.
7. Wenn Sie allergisch auf Staub oder Pollen sind.


Disposable Face Mask

You are recommended to wear a face mask when:

1. *You looking after, or having contact with patients or someone with respiratory infection symptoms.*
2. *You are a visitor to health-care settings, e.g. hospitals and clinics.*
3. *You are visiting crowded and poorly-ventilated places.*
4. *You are doing dusting, cleaning work.*
5. *You are working in the farmland.*
6. *You are in the cold and flu season.*
7. *You are allergic to dust, pollen.*

Anwendung *Usage*

1



Maske heraus nehmen, Nasenklammer seitlich nach oben drehen und Schlaufen hinter die Ohren spannen.

Take out the mask, turn nose clip side upwards, put ear loops on ears.

2



Mit Zeige- und Mittelfinger die Nasenklammer an die Nasenform anpassen, dann die Maske bis zum Unterkiefer herunterziehen.

Use index and middle finger to press nose clip from nose bridge to nose wing, pull the mask down to the underjaw.

3



Maske anpassen und vergewissern, dass sie Ihren Nasenrücken und den Unterkiefer bedeckt.

Adjust and make sure the mask covered your nose bridge and underjaw.



Achtung!

- Wechseln Sie die Einwegmaske alle 4 Stunden.
- Nach Öffnen der Packung innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen.
- Vorsicht bei Vorerkrankungen von Herz oder Lunge.

Cautions!

- *Disposable face mask, suggest to replace it every 4 hours.*
- *Please use timely after package is opened.*
- *Used with caution if has cardiopulmonary dysfunction.*

